

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Tnnc2 ポリクローナル抗体 - P02585

商品番号: CM0028864



前書き

ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるウェスタンブロット（WB）、免疫組織化学（IHC-P）、ELISAで検証済みのTNNC2ウサギポリクローナル抗体。ヒト骨格筋トロポニンCのアミノ酸1-160にまたがる組換え免疫原。筋収縮研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNNC2 ウサギ pAb
備考/別名	FAP85; CFAP85; CMYP15; MYONRI; TNNC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7125
GeneID	7125
免疫原	ヒトTNNC2 (NP_003270.1) のアミノ酸1-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02585
タンパク質分子量	18kDa
配送	保冷バッグ