

Wb、Elisa用抗Tnni3Kポリクローナル抗体 - Q59H18

商品番号: CM0030422



前書き

ヒトTNNI3Kに対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。心機能および心筋症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	TNNI3K ウサギ pAb
備考/別名	CARK; CCDD; TNNI3K
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51086
免疫原	ヒトTNNI3K (NP_057062.1) のアミノ酸1〜75番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q59H18
タンパク質分子量	93kDa
発送	保冷剤