

Wb、Elisa用抗Tnnt1ポリクローナル抗体 - P13805

商品番号: CM0014150

前書き

ヒトTNNT1（遅筋型トロポニンT）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。筋収縮やネマリンミオパチー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNNT1 ウサギ pAb
備考/別名	ANM; TNT; NEM5; STNT; TNTS; TNNT1
対象種	ヒト
遺伝子ID	7138
免疫原	ヒトTNNT1（NP_001119604.1）のアミノ酸1-262に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13805
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	保冷剤