

Wb、Elisa用 Anti-Tnpol ポリクローナル抗体 - Q92973

商品番号: CM0025842



前書き

ヒトTNPO1 (Transportin-1) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を示します。核輸送およびインポート研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNPO1 Rabbit pAb
備考/別名	MIP; TRN; IPO2; MIP1; KPNB2; TNPO1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3842
遺伝子ID	3842
免疫原	ヒトTNPO1 (NP_002261.3) のアミノ酸790-890領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92973
タンパク質分子量	102kDa
配送	氷袋