


Wb、Elisa用 抗Tnrポリクローナル抗体 - Q92752

商品番号: CM0018152



前書き

ヒトテナシン-

R (TNR) に対するウサギポリクローナル抗体。WB およびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。神経細胞外マトリックス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNR Rabbit pAb
備考/別名	TN-R; NEDSTO; TNR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7143
GeneID	7143
免疫原	ヒトTNR (NP_003276.3) のアミノ酸1059-1358に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92752
タンパク質分子量	150kDa
発送	保冷バッグ