

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Tnrc6A ポリクローナル抗体 - Q8Ndv7

商品番号: CM0026390



前書き

WB、IF/ICC、ELISAに適したAnti-TNRC6Aウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。miRNA介在性遺伝子サイレンシングおよびP-body成分の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNRC6A Rabbit pAb
備考/別名	GW1; FAME6; GW182; TNRC6; CAGH26; TNRC6A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27327
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NDV7
タンパク質分子量	210kDa
配送	アイスバッグ