


Wb、Elisa向け抗Tollipポリクローナル抗体 - Q9H0E2

商品番号: CM0022254



前書き

ヒトTOLLIPを標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しており、自然免疫やオートファジー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] TOLLIP ウサギpAb
備考 / 別名	IL-1RAcPIP; [KD検証済み] TOLLIP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54472
GeneID	54472
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H0E2
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	保冷剤