


## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Tollipポリクローナル抗体 - Q9H0E2

商品番号: CM0021395



## 前書き

## TOLLIP

ウサギpAbはウサギ由来のポリクローナル抗体で、W B、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みであり、ヒト、マウス、ラットと反応します。IL-1およびTLRシグナル伝達とオートファジーの重要な制御因子であるToll相互作用タンパク質を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | TOLLIP Rabbit pAb                                     |
| 別名          | IL-1RAcPIP; TOLLIP                                    |
| 対象種         | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 54472                                                 |
| GeneID      | 54472                                                 |
| 免疫原         | ヒトTOLLIP (NP_061882.2) のアミノ酸1-274に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| 適用用途        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                              |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | Q9H0E2                                                |
| タンパク質分子量    | 30kDa                                                 |
| 発送方法        | 氷袋                                                    |