


Anti-Tollipウサギモノクローナル抗体（Kd検証済み）Wb、Ihc-P、Elisa用 - Q9H0E2

商品番号: CM0007699



前書き

TOLLIPに対する高品質なウサギモノクローナル抗体。KD検証済みで、ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。自然免疫、Toll様受容体シグナル伝達、およびオートファジー経路の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] TOLLIPウサギmAb
備考/別名	TOLLIP; IL-1RAcPIP; toll-interacting protein
種	ヒト
遺伝子ID	54472
免疫原	ヒトTOLLIP (NP_061882.2) のアミノ酸1-274に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H0E2
タンパク質分子量	22kDa/30kDa
配送	アイスバッグ