


WbおよびElisa用 抗Tom1 ウサギポリクローナル抗体 - O60784

商品番号: CM0026924



前書き

ヒトTOM1に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ユビキチン化タンパク質のエンドソーム輸送に関与するMyb1の標的。オートファジーおよびシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TOM1 ウサギ pAb
備考/別名	IMD85; TOM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10043
遺伝子ID	10043
免疫原	ヒトTOM1 (NP_001129204.1) のアミノ酸314-493に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O60784
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ