


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Tom1L1ウサギポリクローナル抗体 - O75674

商品番号: CM0022076



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗TOM1L1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのTOM1L1に反応します。TOM1L1はシグナル伝達経路に参与するアダプタータンパク質で、ゴルジ体およびエンドソームに局在します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TOM1L1 ウサギ pAb
備考/別名	SRCASM; TOM1L1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10040
GeneID	10040
免疫原	合成ペプチド ヒトTOM1L1 (NP_005477.2) のアミノ酸250-350に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75674
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷バッグ