

Anti-Tom1L2 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q6Zvm7

商品番号: CM0024515

前書き

TOM1L2 Rabbit

pAbは、WBおよびELISA用のポリクローナル抗体であり、ヒト、マウス、ラットのTOM1L2（約56 kDa）を検出します。エンドサイトーシス輸送および分裂促進シグナル伝達の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TOM1L2 Rabbit pAb
備考/別名	TOM1L2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	146691
GeneID	146691
免疫原	ヒトTOM1L2 (NP_001076437.1) のアミノ酸310-450に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6ZVM7
タンパク質分子量	56kDa
配送	氷袋