


WbおよびIf用 Anti-Tom20 モノクローナル抗体（コンジュゲート） - Q15388

商品番号: CM0010422



前書き

WB、IF/ICC、およびIF-

PにおけるヒトTOM20の直接検出のための、予めコンジュゲートされたAnti-TOM20

ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルで検証済み。ミトコンドリアインポートおよびミトファジー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	コンジュゲート TOM20 ウサギ mAb
備考/別名	MAS20; MOM19; TOM20
種	ヒト
遺伝子ID	9804
免疫原	ヒトTOM20 (NP_055580.1) のアミノ酸20-145に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15388
タンパク質分子量	16kDa
配送	アイスバッグ