


Wb、Ip、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Tom20モノクローナル抗体 - Q15388

商品番号: CM0005256



前書き

ヒトTOM20に対するマウスモノクローナル抗体で、WB、IP、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットを検出し、ミトコンドリアインポート研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TOM20 マウスmAb
別名/略称	MAS20; MOM19; TOM20
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9804
遺伝子ID	9804
免疫原	ヒトTOM20の組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q15388
タンパク質分子量	16 kDa
発送方法	保冷剤