

Anti-Tom20ポリクローナル抗体（Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用） - Q15388

商品番号: CM0030288



前書き

TOM20 Rabbit

pAbは、ヒト、マウス、ラットのTOM20を認識するポリクローナル抗体です。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適しており、ミトコンドリア輸送、マイトファジー、およびダイナミクスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TOM20 Rabbit pAb
備考/別名	MAS20; MOM19; TOM20
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9804
遺伝子ID	9804
免疫原	ヒトTOM20 (NP_055580.1) のアミノ酸1-145に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15388
タンパク質分子量	16 kDa
配送	氷袋