

Anti-Tom20 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15388

商品番号: CM0002726



前書き

ヒトTOM20を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのTOM20（重要なミトコンドリア輸入受容体）を検出します。ミトコンドリア研究およびミトファジー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TOM20 Rabbit mAb
備考/別名	MAS20; MOM19; TOM20
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9804
GeneID	9804
免疫原	ヒトTOM20 (NP_055580.1) のアミノ酸20-145に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15388
タンパク質分子量	16kDa
配送	アイスバッグ