


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Tom20ウサギポリクローナル抗体 - Q15388

商品番号: CM0019310



前書き

ヒト、マウス、ラットでWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAについて検証済みのTOM20ウサギポリクローナル抗体。ミトファジーおよびタンパク質輸送において機能する、ミトコンドリア輸入受容体TOM20ホモログ（Q15388）を標的とします。ミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TOM20 Rabbit pAb
備考/別名	MAS20; MOM19; TOM20; 20
種	ヒト
GeneID	9804
免疫原	ヒトTOM20（NP_055580.1）のアミノ酸20-145に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15388
タンパク質分子量	16kDa
配送	アيسバッグ