


Wb、If、Ihc、Elisa用抗Tom20ラットモノクローナル抗体 - Q15388

商品番号: CM0007800



前書き

WB、IF/ICC、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済みの高特異性抗TOM20ラットモノクローナル抗体。ミトコンドリア輸入受容体であるヒト、マウス、ラットTOM20を検出します。ミトコンドリア機能およびマイトファジー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TOM20ラットmAb
備考／別名	MAS20 ; MOM19 ; TOM20
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9804
遺伝子ID	9804
免疫原	ヒトTOMM20の組換えタンパク質。
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15388
タンパク質分子量	16 kDa
輸送	保冷バッグ