


ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Tom70 ウサギポリクローナル抗体 - O94826

商品番号: CM0028548



前書き

ヒトTOM70（ミトコンドリア輸入受容体サブユニットTOM70）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ミトコンドリアタンパク質輸入および抗ウイルスシグナル伝達の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TOM70 ウサギ pAb
備考/別名	Tom70; TOMM70A; TOM70
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9868
GeneID	9868
免疫原	ヒトTOM70 (NP_055635.3) のアミノ酸245-608に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94826
タンパク質分子量	67 kDa
発送	保冷バッグ