

WbおよびElisa用 Anti-Tomm22 ポリクローナル抗体 - Q9Ns69

商品番号: CM0015542



前書き

ヒトTOMM22（ミトコンドリア輸入受容体サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ミトコンドリア輸入、マイトファジー、プレタンパク質輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TOMM22 ウサギ pAb
備考/別名	IC9-2; TOM22; MST065; MSTP065; TOMM22
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56993
GeneID	56993
免疫原	ヒトTOMM22 (NP_064628.1) のアミノ酸1-83に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	Q9NS69
タンパク質分子量	16 kDa
輸送	保冷バッグ