

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Tomm22ウサギモノクローナル抗体 - Q9Ns69

商品番号: CM0011027



前書き

ヒトTOMM22を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IHC-P、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットにわたるミトコンドリアインポート受容体サブユニットTOM22ホモログを認識し、ミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TOMM22 ウサギ mAb
備考/別名	1C9-2; TOM22; MST065; MSTP065; TOMM22
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56993
遺伝子ID	56993
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NS69
タンパク質分子量	16kDa
輸送方法	保冷剤