

抗Tomm34ウサギモノクローナル抗体 - Q15785

商品番号: CM0010621

前書き

ミトコンドリア輸入受容体であるTOMM34を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAにおいてヒトおよびラットとの交差反応性が検証済み。ミトコンドリアタンパク質輸入と前駆体シャペロン機能の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TOMM34 ウサギ mAb
備考/別名	TOM34; URCC3; HTOM34P
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10953
免疫原	ヒトTOMM34のアミノ酸1-309に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_006800.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q15785
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷剤