

Anti-Tomm40モノクローナル抗体（Wb用） - O96008

商品番号: CM0005356



前書き

Anti-

TOMM40ラビットモノクローナル抗体。WB、IP、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのTOMM40を認識します。ミトコンドリア輸送およびマイトファジーの研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TOMM40 Rabbit mAb
備考/別名	TOM40; PEREC1; C19orf1; PER-EC1; D19S1177E; TOMM40
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10452
GeneID	10452
免疫原	ヒトTOMM40 (NP_001122388.1) のアミノ酸1-90に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O96008
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスバッグ