

抗Tomm40 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - O96008

商品番号: CM0026621



前書き

ミトコンドリアトランスロカーゼの重要な構成要素であるTOMM40を標的とした高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAの各アプリケーションに適しており、ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性を示します。ミトコンドリアインポートやミトファジー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TOMM40 Rabbit pAb
別名	TOM40; PEREC1; C19orf1; PER-EC1; D19S1177E; TOMM40
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10452
免疫原	ヒトTOMM40（NP_001122389.1）のアミノ酸1-90番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O96008
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	氷袋