

Anti-Tomm5 ウサギポリクローナル抗体（If/Icc・Elisa用） - Q8N4H5

商品番号: CM0022608



前書き

免疫蛍光（IF/ICC）およびELISAで検証済みのウサギポリクローナルTOMM5抗体です。ミトコンドリアタンパク質輸送とミトファジーシグナル伝達に関わるTOM複合体サブユニットである、ヒトおよびマウスのTOMM5を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TOMM5 Rabbit pAb
備考／別名	Tom5; C9orf105; bA613M10.3; TOMM5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	401505
免疫原	ヒトTOMM5（NP_001001790.1）のアミノ酸1-51番に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8N4H5
タンパク質分子量	6kDa
輸送方法	水袋梱包