

Anti-Top1Mt ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q969P6

商品番号: CM0024548

前書き

ヒトミトコンドリアDNAトポイソメラーゼI（TOP1MT）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒトおよびラットのTOP1MTと反応します。ミトコンドリア生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TOP1 トポイソメラーゼI（TOP1MT）ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	TOP1MT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	116447
GeneID	116447
免疫原	ヒトTOP1MT（NP_443195.1）のアミノ酸470-550に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q969P6
タンパク質分子量	70 kDa
配送	アイスパック