


WbおよびElisa用抗Top2A（DnaトポイソメラーゼIIα）ウサギポリクローナル抗体 - P11388

商品番号: CM0020928



前書き

ヒトTOP2Aに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。DNAトポイソメラーゼIIαを標的とし、DNAトポロジーおよび染色体分離において重要な酵素です。細胞周期およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAトポイソメラーゼIIα (TOP2A) ウサギpAb
備考／別名	TOP2; TP2A; TOP1IA; TOP2alpha; DNAトポイソメラーゼIIα (TOP2A)
生物種	ヒト
遺伝子ID	7153
免疫原	合成ペプチド（ヒトTOP2Aのアミノ酸1100～1200、NP_001058.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P11388
タンパク質分子量	174 kDa
配送	保冷バッグ