

WbおよびElisa用抗Toporsウサギポリクローナル抗体 - Q80Z37

商品番号: CM0019144

前書き

腫瘍抑制に関与するE3ユビキチンリガーゼおよびSUMO1リガーゼであるTopors（LUN/p53BP3）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。p53制御およびDNA損傷応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ToporsウサギpAb
別名／エイリアス	LUN ; TP53BP3 ; p53BP3/LUN ; Topors
種	ヒト
GeneID（ヒト）	106021
GeneID	106021
免疫原	マウスTopors（NP_598858.2）のアミノ酸100～200内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q80Z37
タンパク質分子量	117kDa
輸送	保冷剤