

Wb、Elisa用抗Tor4Aモノクローナル抗体 - Q9Nxb8

商品番号: CM0002725

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーション用の、ヒトTOR4A（Torsin-4A）に対するウサギモノクローナル抗体。マウスと交差反応します。免疫原：ヒトTOR4A（Q9NXH8）のアミノ酸1-130を含む組換え融合タンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TOR4A Rabbit mAb
備考/エイリアス	C9orf167; TOR4A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54863
遺伝子ID	54863
免疫原	ヒトTOR4A（Q9NXH8）のアミノ酸1-130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NXH8
タンパク質分子量	47kDa
配送方法	アイスバッグ