

Anti-Torc2/Crtc2 ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q53Et0

商品番号: CM0002143



前書き

ヒトTORC2 (CRTC2)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ラットとも交差反応します。CREB介在性転写、糖新生、およびミトコンドリア生成の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TORC2 Rabbit mAb
備考/別名	TORC2; TORC-2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	200186
遺伝子ID	200186
免疫原	ヒトTORC2 (Q53ET0) のアミノ酸594-693内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	Q53ET0
タンパク質分子量	73kDa
配送	保冷バッグ