


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Torsina/Tor1Aポリクローナル抗体 - O14656

商品番号: CM0019693



前書き

WB、IHC-P、ELISA用
TorsinA/TOR1AウサギpAb。ヒト、マウス、ラット
に反応。タンパク質フォールディングとシナプス小胞
リサイクルに関与するジストニア関連シャペロンTors
in-1Aを標的。神経生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TorsinA/TOR1AウサギpAb
備考/別名	DQ2; AMC5; DYT1; TorsinA/TOR1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1861
GeneID	1861
免疫原	ヒト TorsinA/TOR1A (NP_000104.1) のアミノ酸63-332に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14656
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ