

## 抗Toxウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - O94900

商品番号: CM0029675

### 前書き

ヒト、マウス、ラットを対象にWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのTOXウサギポリクローナル抗体です。免疫細胞の発生および神経分化に重要な転写制御因子である、胸腺細胞選択関連高移動度群ボックスタンパク質TOXを標的とします。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                |
|------------|--------------------------------------------------|
| 製品名        | TOX Rabbit pAb                                   |
| 備考/別名      | TOX1; TOX                                        |
| 対象種        | ヒト                                               |
| GeneID（ヒト） | 9760                                             |
| GeneID     | 9760                                             |
| 免疫原        | ヒトTOX（NP_05544.1）のアミノ酸30～165に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                              |
| 分類         | ポリクローナル抗体                                        |
| 用途         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                         |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                       |
| SWISS      | O94900                                           |
| タンパク質分子量   | 58kDa                                            |
| 発送方法       | 氷袋                                               |