

Anti-Tp53Aip1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Hcn2

商品番号: CM0029366

前書き

TP53AIP1

ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。標的分子量13kDa。p53依存性アポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TP53AIP1 ウサギ pAb
備考/別名	P53AIP1; TP53AIP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	63970
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9HCN2
タンパク質分子量	13kDa
発送	保冷バッグ