

Ihc-PおよびElisa用 抗Tp53Bp2 ウサギポリクローナル抗体 - Q13625

商品番号: CM0029711



前書き

TP53BP2 (ASPP2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IHC-PおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。アポトーシスおよび細胞周期研究に使用。仕様および技術サポートを提供。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TP53BP2 ウサギ pAb
備考/別名	BBP, 53BP2, ASPP2, P53BP2, PPP1R13A, TP53BP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7159
遺伝子ID	7159
免疫原	ヒトTP53BP2 (NP_001026855.2) のアミノ酸360-600に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13625
タンパク質分子量	126kDa
輸送	保冷バッグ