

ウサギ抗Tp53Bp2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13625

商品番号: CM0023463



前書き

TP53BP2 (ASPP2/53BP2)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト検体でのWBおよびELISAで検証済み。アポトーシスと細胞増殖の調節因子。組換え免疫原、126kDa。細胞周期停止と腫瘍抑制に関与する重要なp53結合タンパク質を標的とする、アポトーシスおよびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TP53BP2 ウサギ pAb
備考／別名	BBP; 53BP2; ASPP2; P53BP2; PPP1R13A; TP53BP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7159
GeneID	7159
免疫原	組換えタンパク質 TP53BP2 (NP_001026855.2) のアミノ酸200-330に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	Q13625
タンパク質分子量	126kDa
配送	保冷バッグ