

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Tp53I13 ポリクローナル抗体 - Q8Nbr0

商品番号: CM0020782

前書き

ヒトTP53I13に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。腫瘍抑制研究およびp53経路研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TP53I13 ウサギ pAb
備考/別名	DSCP1, TP53I13
種	ヒト
遺伝子ID	90313 (ヒト)
免疫原	ヒトTP53I13 (NP_612358.3) のアミノ酸180-310に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8NBR0
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ