

ウエスタンブロットおよびElisa用 Anti-Tp53Rk ウサギポリクローナル抗体 - Q96S44

商品番号: CM0022629



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのTP53RKウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性あり。tRNA修飾とp53調節に必須のEKC/KEOPS複合体サブユニットを標的。28 kDaタンパク質。体外診断および研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TP53RK ウサギ pAb
備考 / 別名	PRPK; BUD32; TPRKB; GAMOS4; Nori-2; Nori-2p; dJ101A2; C20orf64; TP53RK
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	112858
遺伝子ID	112858
免疫原	ヒトTP53RKのアミノ酸1-253に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_291028.3)。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	ウエスタンブロット, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96S44
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ