

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用Anti-Tp73ポリクローナル抗体 - O15350

商品番号: CM0013252



前書き

ヒトTP73 (p73)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。アポトーシス、細胞周期、および繊毛形成に参与する腫瘍抑制因子p73を標的とします。がんおよび神経生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TP73 Rabbit pAb
備考/別名	P73; CILD47; TP73
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7161
遺伝子ID	7161
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTP73 (NP_005418.1) のアミノ酸487-636に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O15350
タンパク質分子量	70kDa
配送	アイスバック