


Wb、If/Icc、If-P、Elisa用抗Tpa/Platウサギモノクローナル抗体 - P00750

商品番号: CM0005623



前書き

ヒトtPA/PLATに対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IF-P、ELISAのアプリケーションに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。推定分子量：63kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	tPA/PLAT ウサギmAb
別名	TPA; T-PA; tPA/PLAT
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5327
GeneID	5327
免疫原	ヒトtPA/PLAT (P00750) のアミノ酸463～562番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00750
タンパク質分子量	63kDa
発送方法	保冷剤