

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Tpd52 ウサギポリクローナル抗体 - P55327

商品番号: CM0015706

前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA用のTPD52ウサギポリクローナル抗体（pAb）。ヒト腫瘍タンパク質D52を標的とし、マウスおよびラットと交差反応性あり。組換え免疫原。腫瘍学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPD52 ウサギ pAb
備考/別名	D52; N8L; PC-1; PrLZ; hD52; TPD52
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7163
GeneID	7163
免疫原	ヒトTPD52 (NP_005070.1) のアミノ酸1-184に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55327
タンパク質分子量	24kDa
発送	保冷バッグ