

Wb、If-P、Elisa用抗Tpd52L3ポリクローナル抗体 - Q96J77

商品番号: CM0015753

前書き

ヒトTPD52L3（D55/hD55/TPD55）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。精巣発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPD52L3 ウサギpAb
備考/別名	D55; hD55; TPD55; NYDSP25; TPD52L3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	89882
遺伝子ID	89882
免疫原	ヒトTPD52L3（NP_001001875.1）のアミノ酸1〜132番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96J77
タンパク質分子量	16kDa
輸送方法	保冷剤