

抗Tpd52L3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - Q96J77

商品番号: CM0017615

前書き

ヒトTPD52L3（腫瘍タンパク質D55）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。精巢特異的タンパク質の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPD52L3 Rabbit pAb
別名	D55, hD55, TPD55, NYDSP25, TPD52L3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	89882
遺伝子ID	89882
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTPD52L3（NP_001001875.1）のアミノ酸1〜132番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q96J77
タンパク質分子量	16kDa
発送方法	氷袋梱包