

Ihc-P、Elisa用抗Tph1ウサギモノクローナル抗体 - P17752

商品番号: CM0010978



前書き

ヒトTPH1（トリプトファンヒドロキシラーゼ1）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。IF、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。セロトニン生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPH-1 ウサギmAb
備考 / 別名	TPRH; TRPH
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	7166
GeneID	7166
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTPH1 (NP_004170.1) のアミノ酸102-402番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17752
タンパク質分子量	51kDa/53kDa
配送方法	保冷剤