


Wb・Elisa用抗Tph2ポリクローナル抗体 - Q8Iwu9

商品番号: CM0015525



前書き

TPH2（トリプトファン水酸化酵素2）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのTPH2と反応します。セロトニン生合成や神経疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	内容
製品名	TPH2 ウサギ pAb
備考／別名	NTPH; ADHD7; TPH2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	121278
GeneID	121278
免疫原	合成ペプチド ヒトTPH2（NP_775489.2）のアミノ酸1〜70番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IWU9
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	氷袋