

## Anti-Tph2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Iwu9

商品番号: CM0026952



## 前書き

WBおよびELISA用TPH2（ニューロナルトリプトファンヒドロキシラーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。セロトニン合成および神経学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                 |
|------------|-------------------|
| 製品名        | TPH2 Rabbit pAb   |
| 備考/別名      | NTPH; ADHD7; TPH2 |
| 種          | ヒト                |
| 遺伝子ID (ヒト) | 121278            |
| 遺伝子ID      | 121278            |
| 免疫原        | 合成ペプチド            |
| ソース        | ウサギ               |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体         |
| アプリケーション   | WB, ELISA         |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット        |
| SWISS      | Q8IWU9            |
| タンパク質分子量   | 56kDa             |
| 配送         | クールバッグ            |