

Wb、If-P、Elisa用 Anti-Tpi1 ポリクローナル抗体 - P60174

商品番号: CM0024609



前書き

ヒトリオースリン酸イソメラーゼ (TPI1)
に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-
P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反
応性あり。解糖系および代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPI1 ウサギ pAb
備考/別名	TIM; TPI; TPID; HEL-S-49; TPII
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7167
GeneID	7167
免疫原	ヒトTPIIのアミノ酸1-249に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000356.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60174
タンパク質重量	27kDa
発送	保冷バッグ