

Wb、Ihc、If/Icc、Elisa用 Anti-Tpil ポリクローナル抗体 - P60174

商品番号: CM0022875



前書き

ヒトTPI1（トリオースリン酸イソメラーゼ）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのTP I1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPI1 ウサギ pAb
備考/別名	TIM; TPI; TPID; HEL-S-49; TPI1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7167
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60174
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ