

抗Tpm2ウサギポリクローナル抗体 - P07951

商品番号: CM0028367

前書き

ヒトTPM2（トロポミオシンベータ鎖）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAのアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットの組織中のTPM2を検出します。筋肉生物学や細胞骨格研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPM2 ウサギ pAb
備考/別名	DA1; DA2B; NEM4; TMSB; AMCD1; DA2B4; HEL-S-273; TPM2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7169
GeneID	7169
免疫原	ヒトTPM2 (NP_003280.2) のアミノ酸1~100番領域の合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07951
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	氷袋