


Wb、Elisa用Anti-Tpm3ポリクローナル抗体 - P06753

商品番号: CM0015825



前書き

ヒトTPM3（トロポミオシンα-3鎖）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み；約33 kDaのバンドを検出します。マウスと交差反応します。細胞骨格および筋収縮の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPM3 Rabbit pAb
備考/別名	TM3; TM5; TRK; CFTD; NEM1; TM-5; TM30; CAPM1; CMYP4A; CMYP4B; TM30nm; TPM3nu; TPMsk3; hscp30; HEL-189; HEL-S-82p; OK/SW-cl.5; TPM3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7170
GeneID	7170
免疫原	ヒトTPM3 (NP_689476.2) のアミノ酸1-284に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P06753
タンパク質分子量	33kDa
配送	氷袋