


Wb・Elisa用抗Tpmtウサギモノクローナル抗体 - P51580

商品番号: CM0002562



前書き

ヒトTPMT（チオプリンS-メチルトランスフェラーゼ）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAアプリケーション向けに設計され、マウスおよびラットと交差反応性を示します。チオプリン薬物代謝および薬理ゲノミクスの研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPMT ウサギmAb
備考/別名	TPMTD; TPMT
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7172
GeneID	7172
免疫原	ヒトTPMT（P51580）のアミノ酸50～150領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51580
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	保冷剤